

HOBBIT-PP-ET



MHD Hotspot-P HOBBIT-PP-ET POS
HO | 16.01.2019 | aAa: 324

HOLDEUM001405898535 | DE 014.0589.8535.7

ISET: 1'367
IPL: 130
ITP: 103
IFF: 124



P: Wilder Superhero **HOTSPOT-P**
M: KNS The Answer-P **FIDELITY-P**
3L / **VG88**
Ø4L: 12'678 kg 4.77 % 3.57 %
LL: 61'807 kg 4.73 % 3.62 %
MM: KNS Supershot **FANTASTIC-P**
1L / **VG86**
Ø1L: 8'230 kg 4.57 % 3.50 %
LL: 9'755 kg 4.72 % 3.58 %
MMM: MHD Numero Uno **FIOKA-P**
4L / **VG86**
Ø4L: 10'776 kg 4.44 % 3.33 %
LL: 43'104 kg 4.44 % 3.33 %



HOBBIT-PP-ET



3M: Numero Uno FIOKA



M: KNS The Answer FIDELITY

Production

G 04.25 Filles: **114** Exploitations: **71** KC: **BB** BCN: **A2/A2**

S % 92 Lait + 905 kg Mat. grasse + 47 kg Protéine + 49 kg
+ 0.11 % + 0.21 %

Extérieur

GI 04.25 | Nombre de filles: **114**

		80	100	120
ITP	103			
Format	104			
Croupe	96			
Membres	104			
Pis	101			
Hauteur à la croupe	100	petite		grande
Hauteur avant-main	109	profonde		haute
Largeur de poitrine	107	étroite		large
Profondeur	104	peu		beaucoup
Rein	93	faible		fort
Angularité	99	peu		beaucoup
Position ischions	107	relevée		abattue
Largeur ischions	94	étroite		large
Qualité d'ossature	96	grossière		plate
Angle du jarret	77	droit		très coudé
Angle du pied	112	fermé		ouvert
Talon	113	peu		beaucoup
Aplombs post.	106	jarrets s.		corrects
Mobilité	100	mauvaise		idéale
Attache avant-pis	101	lâche		solide
Attache arrière largeur	103	étroite		large
Attache arrière hauteur	109	basse		haute
Ligament médian	105	absent		très marq.
Profondeur du pis	98	basse		haute
Texture	105	mauvaise		bonne
Longueur trayons ant.	105	courte		longue
Implant. trayons avant	76	large		étroite
Implant. trayons arrière	98	large		étroite

Caract. fonctionnelles

Filles éliminées %: 5

		80	100	120
Persistence	G 98	basse		haute
Cellules somatiques	G 104	haute		basse
Résistance aux mamm.	GI 101	basse		élevée
Aptitude à la traite	G 114	lente		vite
Tempérament	G 112	nerveux		tranquille
Fertilité filles	GI 124	basse		élevée
Résistance à la cétose	CH 110	basse		élevée
BCS	GI 114	bas		élevé
Fourrage économisé	GI 98	peu		beaucoup
Durée d'utilisation	GI 119	courte		longue
Déroulem.vélage dir.	G 114	difficile		facile
Déroulem.vélage filles	GI 129	peu		beaucoup
Vitalité des veaux index	G 118	bas		haut